

抑郁症和强迫症为美国 FDA 已批准方案

	刺激部位	刺激强度	刺激频率	串刺激时间	串间隔	串脉冲数	脉冲总数	每次治疗时间	每周治疗次数	治疗方案
抑郁症	左前额叶皮质	120% MT	18 Hz	2 sec	20 sec	55	1980	20.2 min	5	每周 5 次，持续 4 周。 维持治疗：维持治疗每周两次，为期 12 周。
强迫症	前扣带回	100% MT	20 Hz	2 sec	20 sec	50	2000	20 min	5	治疗前进行 90 minOCD 症状激发试验。前五周每周 5 次,第六周治疗 4 次。

以下方案整理自文献，仅供参考，依据见表格。

	刺激部位	刺激强度	刺激频率	串刺激时间	串间隔	串脉冲数	脉冲总数	治疗方案	治疗调整
双相抑郁症	左前额叶皮质	120 MT	20 Hz	2 sec	20 sec	42	1680	每周 5 次，直至缓解或持续改善。如果患者在 20 次治疗后未得到改善，则选择其他治疗方法。	如果患者病情缓解或持续改善，维持治疗每周两次，为期三个月。
精神分裂症阴性症状	左前额叶皮质	120 MT	20 Hz	2 sec	20 sec	42	1680	每周 5 次，直至缓解或持续改善。如果患者在 20 次治疗后未得到改善，则选择其他治疗方法。	如果患者病情缓解或持续改善，维持治疗每周两次，为期三个月。
偏头痛	左前额叶皮质	100 MT	10 Hz	2 sec	20 sec	18	360	每周 4 次，持续 4 周。 如果患者在 12 次治疗后未得到改善，则选择其他治疗方法。	如果患者病情缓解或持续改善，维持治疗每周两次，为期三个月。
创伤后应激障碍	内侧前额叶皮质	120 MT	20 Hz	2 sec	20 sec	42	1680	治疗前看一段激发个人创伤症状的电影片段，每周 3 次，持续 5 周。 如果患者在 15 次治疗后未得到改善，则选择其他治疗方法。	如果患者病情缓解或持续改善，维持治疗每周两次，为期三个月。对于带有多个创伤事件的 PTSD 患者，可更换创伤激发片段后再次治疗。
酒精成瘾	内侧前额叶皮质	120 MT	20Hz	2.5 sec	30 sec	30	1500	治疗前激发患者酒精欲望，每周 5 次，直至缓解或持续改善。如果患者在 20 次治疗后无效，则选择其他治疗方法。	如果患者病情缓解或持续改善，维持治疗每周两次，为期三个月。

精神分裂症-幻听	左颞顶交界区	110 MT	1 Hz				600	每周 5 次，持续 4 周。 如果患者在 20 次治疗后未得到改善，则选择其他治疗方法。	如果患者病情缓解或持续改善，维持治疗每周两次，为期三个月。
慢性耳鸣	左颞顶交界区	110 MT	18 Hz	2 sec	20 sec	55	1980	每周 5 次，持续 2 周。 如果患者在 10 次治疗后未得到改善，选择其他治疗方法。	如果患者病情缓解或持续改善，维持治疗每周两次，为期三个月。
焦虑症	右前额叶皮质	120 MT	1 Hz				600~2000	每周 5 次，持续 6 周。 如果患者在 30 次治疗后未得到改善，选择其他治疗方法。	如果患者病情缓解或持续改善，维持治疗每周两次，为期三个月。
帕金森病	M1 区	110 MT	1Hz				1000	每周 5 次，持续 4 周。如果患者在 20 次治疗后未得到改善，选择另一种治疗方法。有改善者可降低左旋多巴的用药剂量。	如果患者病情缓解或持续改善，维持治疗每周两次，为期三个月。
	前额叶皮质	120 MT	20 Hz	2 sec	20 sec	50	2000		
多发性硬化	M1 区	110 MT	1Hz				1000	每周 5 次，持续 4 周。如果患者在 20 次治疗后未得到改善，选择另一种治疗方法。	患者应根据需要接受强化治疗。
	前额叶皮质	120 MT	20 Hz	2 sec	20 sec	50	2000		